



**PRODUCT BROCHURE  
PRODUKT PROSPEKT**



**Braces, Orthotics & Bandages**

**ORTHOBROKER bvba**

Registered Office

Creyboschlaan 20  
2520 Ranst  
Belgium  
+32 3385 1075 (tel.)  
+32 3385 8605 (fax.)  
info@orthobroker.com  
VAT BE0886.597.519

Warehouse & Office

Ter Stratenweg 11  
2520 Ranst  
Belgium  
+32 3385 1075 (tel.)  
+32 3385 8605 (fax.)  
www.orthobroker.com  
www.braceid.com

Orthobroker  
Deutschland GmbH

Birkenstr. 18  
95466 Weidenberg  
+49 9278 77 59 226 (tel.)  
+49 9278 77 57 688 (fax.)

## INTRODUCTION

Orthobroker is a Belgian company established by Patrick Garmyn in 2009. Decades of experience in the paramedic / orthopaedic sector and in the international medical device market, allows us offering customers an excellent service by combining clinical expertise with thorough product and market knowledge.

Orthobroker supplies its BraceID<sup>®</sup> brand to other orthopaedic companies in the EU market specialised in bracing and supports. We develop our braces and supports, control the manufacturing process and take care of the CE marking.

In the meantime, we are selling our products in several countries in Europe. We recently also started a joint venture in Shanghai through which we are selling BraceID<sup>®</sup> products in the Chinese market.

Orthobroker, wants to be your preferred partner in the business of orthopaedic devices for

- Product development
- CE marking
- Manufacturing
- Quality control
- Logistics support

## Einführung

*Orthobroker ist ein belgisches Unternehmen, das in 2009 von Patrick Garmyn gegründet wurde. Durch seine jahrzehntelange Erfahrung auf dem orthopädischen Sektor und durch seine Kontakte im internationalen Medizintechnikmarkt kann Orthobroker seinen Kunden einen hervorragenden Service bieten.*

*Orthobroker entwickelt unter der eingetragenen Marke BraceID<sup>®</sup> Bandagen und Orthesen für den europäischen Gesundheitsmarkt. Von der Entwicklung, über die Fertigungskontrolle bis zur CE-Kennzeichnung liegt alles in einer Hand.*

*Neben unserer eigenen Produktlinie helfen wir auch Kunden bei der Realisierung von neuen Ideen und Produkten. Orthobroker bietet Ihrem Unternehmen Unterstützung bei der Produktentwicklung und Realisierung bis hin zur Beschaffung.*

*Wir sind Ihr kompetenter Partner für alle Bereiche der orthopädischen Versorgung.*

- Produktentwicklung
- CE-Kennzeichnung
- Fertigung
- Qualitätskontrolle
- logistische Unterstützung

If you think we could help you, we look forward to hearing from you soon

*Bitte kontaktieren Sie uns. Wir werden gemeinsam mit Ihnen Ihre spezifischen Anforderungen realisieren.*

*Wir freuen uns, von Ihnen zu hören*

Patrick Garmyn  
Managing Director  
Orthobroker bvba

Wolfgang Werner  
Sales Manager  
Orthobroker Deutschland GmbH

## D-Ring Wrist Brace & LONG D-Ring Wrist Brace

Handgelenksorthese mit Stabilisierungsstab



### Indications

- Sprains of the wrist
- Tendonitis or tenovaginitis
- Overuse injuries
- Secondary treatment after fractures
- Carpal Tunnel

### Indikationen

- Mittlere bis starke Distorsionen
- Luxationen (Sehnen-/Gelenkverletzungen)
- Tendovaginitis -Sehnenscheidenentzündungen
- Karpaltunnelsyndrom
- Arthrose und rheumatoide Arthritis (chronische Reizzustände)
- Posttraumatische / postoperative Ruhigstellung (Gipsersatz)

### Features and Benefits


- Spacer fabric ensures a better skin aeration, providing great patient comfort
- Anatomical design and shape specifically developed for an ideal support
- One volar preformed and adjustable aluminium support
- Two dorsal flexible plastic stays for extra stabilisation of the wrist
- Easy application through a sleeve concept
- Left and right version

### Komfort und Funktion

- Spacer Mesh-Gewebe ist Latexfrei und temperatenausgleichend und gibt somit ein angenehmes Tragegefühl auch bei längerer Tragedauer
- Design und Form speziell entwickelt für optimale Funktionalität
- Zum Schlüpfen, dadurch leicht anlegbar
- Ruhigstellung und Stabilisierung des Handgelenkes durch Anatomisch vorgeformte volare Aluminiumschiene
- Stufenlos verstellbare Klettbinden
- Gibt es für die rechte und linke Hand sowie in vier Größen

### Sizes and Product Codes

#### Größen und Artikelnummern

		Size Maat Taille Größe	Short – Kurz	Long - Lang
			Code No. - Artikelnr. Référence - Art. Nr.	
Left Links	13 - 16 cm	small	11-0043-SL	11-0045-SL
	16 - 18 cm	medium	11-0043-ML	11-0045-ML
	18 - 20 cm	large	11-0043-LL	11-0045-LL
	20 - 23 cm	x-large	11-0043-XLL	11-0045-XLL
Right Rechts	13 - 16 cm	small	11-0043-SR	11-0045-SR
	16 - 18 cm	medium	11-0043-MR	11-0045-MR
	18 - 20 cm	large	11-0043-LR	11-0045-LR
	20 - 23 cm	x-large	11-0043-XLR	11-0045-XLR



### Product composition:

Nylon, Polyester, PU Foam, Spandex, Plastic and Aluminium

## D-Ring Wrist-Thumb Brace

### Handgelenksorthese mit Daumeneinschluß



#### Indications

- Thumb ligament injuries
- Tendonitis or tenovaginitis
- Saddle joint arthritis
- Secondary treatment after fractures

#### Indikationen

- Arthrose der radialen Anteile der Handwurzel
- Ulnare Seitenbandläsion des Daumengrundgelenks
- Schmerzhaftes Veränderungen des Kahnbeines
- Radialseitige Instabilität des Handgelenks
- Periphere N. radialis Paralyse mit Fallhand und mangelnder Abduktionsfähigkeit des Daumens

#### Features and Benefits


- Spacer fabric ensures a better skin aeration, providing great patient comfort
- Anatomical design and shape specifically developed for an ideal support
- A preformed, adjustable aluminium support for the wrist
- A short and long preformed plastic support for the thumb: option for support gradation
- Two dorsal flexible plastic stays for extra stabilisation of the wrist
- Easy application through a sleeve concept
- Left and right version

#### Komfort und Funktion

- Das Spacer Mesh-Gewebe garantiert Hautfreundlichkeit und Atmungsaktivität.
- Anatomisch in Design und Form, speziell entwickelt für eine ideale Stabilisierung und Teilimmobilisierung durch Daumeneinfassung in funktioneller Stellung
- Aluminiumeinlage anatomisch anformbar
- Zwei dorsale Kunststoffschienen für die zusätzliche Schienung des Handgelenkes
- Zusätzliche vorgeformte Kunststoffschienen in kurz und lang, zur besseren Führung des Daumens: schrittweiser Übergang der Unterstutzung ist möglich.
- Zum Schlüpfen, dadurch leicht anlegbar - Bitte Rechts oder Links angeben

#### Sizes and Product Codes

##### Größen und Artikelnummern

		Code No. Art. Nr.	Size Größe
Left Links	13 - 16 cm	11-0047-SL	small
	16 - 18 cm	11-0047-ML	medium
	18 - 20 cm	11-0047-LL	large
	20 - 23 cm	11-0047-XLL	x-large
Right Rechts	13 - 16 cm	11-0047-SR	small
	16 - 18 cm	11-0047-MR	medium
	18 - 20 cm	11-0047-LR	large
	20 - 23 cm	11-0047-XLR	x-large



#### Product composition:

Nylon, Polyester, PU Foam, Spandex, Plastic

# Thumb Spica Splint

## Rhizo

Textile Orthese für Daumengrund- und Daumensattelgelenk



### Indications

- Sprain of the MCP joint (i.e. ski thumb)
- Tendonitis or tenovaginitis
- Saddle joint arthritis

### Indikationen

- Verletzungen, Bandinstabilitäten im Bereich des Daumengrundgelenks (z.B. Skidaumen)
- Arthrose der radialen Handwurzel und der MCP 1
- Mittelgradige Rhizarthrose mit deutlicher Subluxation ohne Hypermobilität des Daumensattelgelenks

### Features and Benefits


- Spacer fabric ensures a better skin aeration, providing great patient comfort
- Design and shape specifically developed for an ideal support and good hand functionality
- A symmetrical plastic insert provides a perfectly universal left-right fit
- A compact wrist cuff doesn't obstruct your wrist mobility
- Only 3 sizes for a reduced inventory

### Komfort und Funktion

- Spacer Mesh-Gewebe ist Latexfrei und temperatenausgleichend und gibt somit ein angenehmes Tragegefühl auch bei längerer Tragedauer
- Design und Form speziell entwickelt für optimale Funktionalität
- Ein symmetrischer Kunststoffeinsatz sorgt für perfekten Sitz
- Die reduzierte Handgelenkmanschette gewährt volle Mobilität
- Komfortable Handhabung durch Gurtrückhalteschleufe
- rechts und links tragbar
- 3 Größen sorgen für einen reduzierten Lagerbestand

### Sizes and Product Codes

#### Größen und Artikelnummern

		Code No. Art. Nr.	Size Größe
Universal	13 - 16 cm	11-0042-S	small
Universeel	16 - 19 cm	11-0042-M	medium
Universelle	19 - 23 cm	11-0042-L	large
Universal			



### Product composition:

Polyester, Nylon, Spandex, PU Foam, Plastic

## Stack Finger Splints

Transparent



Beige/Skin



### Indications

- Injury to the extensor tendon at the DIP finger joint, also known as mallet finger (stretched or partially torn)
- After surgery of avulsion fracture of the dorsal extensor tendon

### Indikationen

- Schädigung der Sehne des m. Extensor beim DIP Finger-Gelenk, auch bekannt als Holzhammer-Finger (gestreckt oder teilweise zerrissen)
- Nach OP der Avulsion Fraktur des dorsalen Musculus Extensorsehnen

### Sizes and Product Codes Größen und Artikelnummern

Product Description	Size Größe	Product Code	
		Transparent	Beige
Stack Finger Splint	1	11-0046-1T	11-0046-1B
Stack Finger Splint	2	11-0046-2T	11-0046-2B
Stack Finger Splint	3	11-0046-3T	11-0046-3B
Stack Finger Splint	4	11-0046-4T	11-0046-4B
Stack Finger Splint	5	11-0046-5T	11-0046-5B
Stack Finger Splint	5 ½	11-0046-55T	11-0046-55B
Stack Finger Splint	6	11-0046-6T	11-0046-6B
Stack Finger Splint	7	11-0046-7T	11-0046-7B

# Contoured Back Support

Ceinture Lominaire

**BLACK / BEIGE**



### Indications

- Low back pain
- Sprains and strains
- Overuse injuries

### Indikationen

- Douleurs lombaires
- Entorse lombaire et lumbago
- Lésions de surutilisations

### Features and Benefits


- Contoured elastic support with anatomical fit
- Extra side pulls at the back emphasise the lordosis and provide optimal support for the back
- Four semi-rigid aluminium stays in the back part with lordosis contour
- Two spring stays at the front for extra support
- Hook and loop closure at the front with an additional finger loop for easy application
- Front height 18cm / 25cm at the back

### Komfort und Funktion

- Tissu élastique préformé avec une coupe anatomique
- Des bandes supplémentaires au dos soulignent la lordose et donnent un support lombaire optimal
- Quatre baleines semi-rigides en aluminium dans la partie dorsale avec un contour de lordose
- Deux ressorts souples sur le front donnent un support supplémentaire
- Fermeture frontale auto-agrippante avec une boucle de doigt qui facilite l'application
- Hauteur antérieure 18cm / dorsale 25cm

### Sizes and Product Codes

### Größen und Artikelnummern

	Code No. Référence	Artikelnr. Art. Nr.	Size Maat Taille Größe
	<b>BLACK</b>	<b>BEIGE</b>	
67 – 80 cm	11-0081-S	11-0083-S	small
78 – 92 cm	11-0081-M	11-0083-M	medium
89 – 105 cm	11-0081-L	11-0083-L	large
103 – 130 cm	11-0081-XL	11-0083-XL	X-large



### Product Composition:

Polyester, Nylon, Spandex, PU Foam, Aluminium, and Plastic

# Double-Cross Back Support

## Ceinture Lombaire



### Indications

- Low back pain
- Sprains and strains
- Overuse injuries

### Indikationen

- Douleurs lombaires
- Entorse lombaire et lumbago
- Lésions de Surutilisations

### Features and Benefits


- High quality rib elastic for an improved skin aeration
- Dorsal double cross strap for an optimal back support
- Four semi-rigid aluminium stays in the back part with lordosis contour
- Two plastic stays at the front for extra support
- Hook and loop closure at the front with an additional finger loop for easy application
- Front height 19cm / 25 cm at the back

### Komfort und Funktion

- Tissu élastique aérée pour une meilleure aération de la peau
- Doubles bandes croisées assurent un support lombaire optimal
- Quatre baleines semi-rigides en aluminium dans la partie dorsale avec un contour de lordose
- Deux baleines en plastic sur le front donnent un support supplémentaire
- Fermeture frontale auto-agrippante avec une boucle de doigt qui facilite l'application
- Hauteur antérieure 19cm / dorsale 25 cm

### Sizes and Product Codes

### Größen und Artikelnummern

	Code No. Artikelnr. Référence Art. Nr.	Size Maat Taille Größe
69 – 80 cm	11-0082-S	small
80 – 96 cm	11-0082-M	medium
96 – 112 cm	11-0082-L	large
112 – 130 cm	11-0082-XL	X-large
130 – 148 cm	11-0082-XXL	XX-large



### Product Composition:

Polyester, Nylon, Spandex, Latex, PU foam,  
Aluminium, Plastic

## Lumbo Sacral Orthosis (LSO)

### Indications

- Lumbar mechanical back pain
- Spinal stenosis
- Back/spine trauma
- Spondylolisthesis
- Facet syndrome
- Post-Op stabilisation protocol, following Laminotomy, Foraminotomy, Anterior Laproscopic fusion and Multilevel Decompression



### Features and Benefits


- Modular system with **removable posterior panel and removable side pads**.
  - Allows the practitioner complete customisation for the treatment according severity of the problem or during progress in rehab
  - Provides comfort and compliance for the patient.
- The BraceID<sup>®</sup> Lumbo Sacral Orthosis, with rigid anterior and posterior moulded frames, extends from the sacrococcygeal junction to the T9-Vertebrae.
  - Ergonomic posterior panel for more targeted motion control in the area S1-T9.
  - Lateral strength is provided by the rigid lateral pads. These pads produce intra-cavitary pressure to reduce load on intervertebral discs.
- The compression and lateral strength is created by a mechanical pulley system that needs to be adjusted by the patient (pulling or releasing the cords)
- The whole concept allows the patient to actively participate in the treatment protocol. By increasing the intra-cavitary pressure, the patient can reduce the load (pressure) on the spine.



### Sizes and Product Codes

Product Code	Product Description	Size	Waist Circumference
12-0081-3	BraceID <sup>®</sup> Lumbo Sacral Orthosis	Universal	70 – 170 cm

### Removable and adjustable front panel



# LSO Rückenorthese

## Indikationen

- Spondylolisthese, Spondylolyse
- Frakturen der LWS
- Tumore (Metastasen)
- Degeneration/Muskuläre Insuffizienz der Wirbelsäule
- Facettensyndrom
- Diskektomie
- Konservativ nach Prolaps
- Spondylodese
- Lumbale Spinalstenosen



## Komfort und Funktion

- Bietet Komfort und Compliance für den Patienten. Die BraceID® Lumbo Sacral Orthese, mit starren vorderen und hinteren Modularrahmen, dehnt sich von der sacrococcygeal Verzweigung bis die T9-Wirbel aus. Die anatomisch geformte Kunststoff-Halbschale erlaubt gezielte Bewegungsabläufe im Bereich S1 – T9.
- Feste Polster geben seitlichen Halt und entlasten die Bandscheiben.
- Die Kompression und seitliche Kraft wird durch eine mechanische Seilzug-System erstellt, das durch den Patienten (ziehen oder Freigabe der Schnüre) angepasst werden muss.
- Das Konzept ermöglicht den Patienten sich aktiv an der Behandlung zu beteiligen. Durch Erhöhen des Intra-Cavitary-Drucks, kann der Patient die Belastung (Druck) der Wirbelsäule reduzieren.

Hilfsmittel-Nummer  
23.14.04.2013



## Größen und Artikelnummern

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Größe	Taillien-Umfang
12-0081-3	BraceID® LSO Rückenorthese	Universel	70 – 170 cm

Absetzbare und regulierbare Frontplatte



## Tri Panel Knee Immobiliser

Knie-Ruhigstellungsschiene  
postoperativ oder posttraumatisch

- 0° full extension
- 20° flexion
- 0° bzw. 20°



### Indications

- Post-operative knee immobilisation
- Knee trauma (sprains)
- Minor fractures in the knee region

### Indikationen

- Posttraumatische, postoperative Ruhigstellung
- Präoperative Schmerzzustände
- Zustand nach Patellaluxation

### Features and Benefits


- Two straight lateral (0°) and two contoured posterior aluminium stays
- Pre-shaped lateral stays for the 20° version
- Stays can be removed for product cleaning and for easier shaping
- Inside smooth black terry towel fabric for comfort
- Easy hook and loop strap closure for quick adjustment + 2 extra closure straps
- Reduced inventory with universal sizes (thigh from 35cm to 65 cm) and only 4 lengths

### Komfort und Funktion

- Herausnehmbare Stabilisierungsstäbe, medial, lateral und posterior
- Angenehmes, hautfreundliches Frotteematerial (waschbar)
- Individuelle Anpassung an Beinumfang
- Oberschenkelumfang einstellbar von 35cm bis 65cm

### Sizes and Product Codes

#### Größen und Artikelnummern

		Brace Length Länge	0° Code No. Art. Nr.	20° Code No. Art. Nr.
Universal	< 1,40 meter	40 cm	11-0021-40	11-0026-40
	1,40 – 1,70 m	50 cm	11-0021-50	11-0026-50
	1,50 – 1,75 m	55 cm	11-0021-55	11-0026-55
	> 1,70 meter	60 cm	11-0021-60	11-0026-60



### Product Composition:

Polyester, Cotton, Nylon, PU foam, Aluminium, POM

# Universal Post-Op ROM Knee Orthosis

## Universelle Post-Op ROM Knie Orthese



### Indications

- Post-operative knee immobilisation
- Knee trauma (sprains)
- Fractures in the knee region

### Indikationen

- Nach Korrekturosteotomien am Ober- oder Unterschenkel
- Patellafraktur
- Vordere Kreuzbandruptur chronische Instabilität bei Knie-TEP-Versorgung

### Features and Benefits

- A unique and versatile, universal orthosis:
  - Extendable cuffs on aluminium bars: extremely short (45 cm) to fairly long (60 cm).
  - The brace is easily adjustable in thigh and calf circumference.
- Relatively small surface of foam pads improves the aeration of the skin
- These foam pads with anti-slip surface hold the brace very well in place.
- Hook pieces at the outside of the cuff hold the circumferential straps in place so that after a first installation the stays remain in place at the back of the leg between the bars with each removal
- Convenient buckles facilitate removal and re-application without having to reset for each application
- Hinge ROM easy to adjust + option to lock in different positions (0°; 15°; 30° & 45°)

### Komfort und Funktion

- Eine universelle Orthese, vielseitig einsetzbar
  - Bedienungsfreundlich durch die justierbaren Schienen (Clip-Lock) auf Längen von 45-60cm verstellbar
  - Die Orthese ist auch im Oberschenkel und Schienbeinbereich einfach zu regulieren.
- Durch die weiche Rutsch-Stopp-Polsterung bleibt die Orthese am Platz und es werden Druckstellen vermieden.
- Leichtes Anlegen und Abnehmen bei Kontrolluntersuchungen, zur Versorgung von Wunden usw.
- Schnelle einstellbare Begrenzung von Flexion und Extension mit Pressknöpfen und Schloss-Position in 0°; 15°; 30° & 45°

**Product Code: 12-0021-U Universal Size**

Hilfsmittel-Nummer  
23.04.02.0030



### Product Composition:

Aluminium, Polyester, Nylon, PU foam

## COOL ROM Knee Orthosis

### COOL ROM Knie Orthese

mit Flexions-/Extensionsbegrenzung und  
Ruhigstellungsmöglichkeit



#### **Indications**

- Post-operative knee immobilisation
- Knee trauma (sprains)
- Minor fractures in the knee region

#### **Indikationen**

- ostoperativ zur Immobilisierung und späteren Mobilisierung
- Zur sicheren Stabilisierung der verletzten oder operativ versorgten Seitenbänder
- ostoperativ zur Immobilisierung und späteren Mobilisierung

#### **Features and Benefits**

- Aluminium bars on either side to provide a solid fixation
- Easily adjustable hinge to control knee joint movement
- Soft padding on the skin side for additional patient comfort
- Convenient hook & loop closure for easy removal and application
- Limited stock required with just one universal size

#### **Komfort und Funktion**

- Kollaterale Stabilisierung des Kniegelenkes
- kontrollierte Mobilisierung
- einfach und schnell in der Handhabung  
Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°  
Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- breitflächige Gurte mit praktischen Schnellverschlüssen
- schränkable Metallschienen
- universale Größe

**Sizes and Product Codes**  
**Größen und Artikelnummern**

**12-0023-1**

**Brace length**

**57 cm**

Product Composition:

Aluminum, Polyester, Nylon, PU foam

# BraceID® Functional Knee Orthosis

## 4-Punkt Knieorthese



### Indications

- Support after rupture or damage of ACL, PCL or MCL ligaments
- Complex instabilities of the knee joint due to trauma or degenerative reasons
- Post-Op therapy after cruciate ligament surgery

### Indications

- Instabilitäten und Rupturen des LCA, LCP, LCM
- Komplexe Knieinstabilitäten nach Trauma
- Postoperative Behandlung nach LCA Chirurgie

### Features and Benefits

- Ultra strong and malleable aluminium structure (4 point principle)
- Contains a poly-centric hinge that imitates the anatomical mover
- Excellent anti-slip padding prevents excessive migration of the brace.
- Numbered straps ensure a correct fitting of the brace by each patient, time after time.
  - Strap 6 has to be removed for the treatment of ACL injuries
- A full set of knee pads in different thickness and shapes allow good adjustment of the brace according knee width.
- Several flexion (0°, 10°, 20°,30°, 45°, 60°,75°, & 90°) and extension stops (0°, 10°, 20°,30°, 40°) provide the option to control the knee's range of motion adequately.


### Komfort und Funktion

- Extreme starke und verformbare Aluminium Rahmen (4-Punkt-Stützprinzip)
- Polyzentrisches Gelenk, imitiert die anatomische Bewegung des Knies.
- Klettverschlüsse mit herausnehmbaren, individuell anpassbaren Rutsch-Stopp-Polster
- Einfaches Anlegen durch nummerierte Klettbinden
  - Riemen 6 entfernen für ACL Instabilitäten
- Ein voller Satz von Knie-Polstern, in verschiedenen Dicke und Gestalten, erlaubt gute Anpassung der Orthese an der Knie-Breite
- Variable Flexionseinstellung (0°, 10°, 20°,30°, 45°, 60°,75°, & 90°) und Extensionseinstellung (0°, 10°, 20°,30°, 40°) mit Keilen

### Sizes and Product Codes

#### Größen und Artikelnummern

Hilfsmittel-Nummer  
23.04.03.3061

		Code No. Artikelnr. Référence Art. Nr.	Size Maat Taille Größe
Left Links Gauche Links	39 - 47 cm	12-0022-SL	small
	48 - 52 cm	12-0022-ML	medium
	53 - 60 cm	12-0022-LL	large
	61 - 67 cm	12-0022-XLL	x-large
Right Rechts Droite Rechts	39 - 47 cm	12-0022-SR	small
	48 - 52 cm	12-0022-MR	medium
	53 - 60 cm	12-0022-LR	large
	61 - 67 cm	12-0022-XLR	x-large



# SHORT Functional Knee Orthosis

## 4-Punkt Knieorthese KURZVERSION

(temporary unavailable)

Die Kurzversion wurde speziell für Personen mit kürzeren Gliedmassen entwickelt und garantiert dem Patienten optimalen Tragekomfort ohne Kompromisse in Funktion und Stabilität. Die BraceID® Knieorthese Kurzversion eignet sich auch beim Tragen von Skischuhen



### Indications

- Support after rupture or damage of ACL, PCL or MCL ligaments
- Complex instabilities of the knee joint due to trauma or degenerative reasons
- Post-Op therapy after cruciate ligament surgery

### Indications

- Instabilitäten und Rupturen des LCA, LCP, LCM
- Komplexe Knieinstabilitäten nach Trauma
- Postoperative Behandlung nach LCA Chirurgie


### Features and Benefits

- Ultra lightweight, strong and malleable aluminium structure (4 point principle)
- A poly-centric hinge imitates the anatomical knee movement
- Thin but comfortable padding prevents migration of the brace.
- A full set of knee pads in different thickness and shapes allow good adjustment of the brace according knee width.
- Flexion (0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, & 90°) and extension stops (0°, 10°, 20°, 30°, 40°) provide the option to control the knee's range of motion adequately.

### Komfort und Funktion

- Extremer Leichtgewicht und verformbare Aluminium Rahmen (4-Punkt-Stützprinzip)
- Polyzentrisches Gelenk, imitiert die anatomische Bewegung des Knies.
- Das dünne aber angenehm Polstern verhindert Rutsch vom Orthese
- Ein voller Satz von Knie-Polstern, in verschiedenen Dicke und Gestalten, erlaubt gute Anpassung der Orthese an der Knie-Breite
- Variable Flexionseinstellung (0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, & 90°) und Extensionseinstellung (0°, 10°, 20°, 30°, 40°) mit Keilen

### Sizes and Product Codes - Größen und Artikelnummern

		Code No. Artikelnr. Référence Art. Nr.	Size Maat Taille Größe
Left Links Gauche Links	39 - 47 cm	12-0025-SL	small
	48 - 52 cm	12-0025-ML	medium
	53 - 60 cm	12-0025-LL	large
	61 - 67 cm	12-0025-XLL	x-large
Right Rechts Droite Rechts	39 - 47 cm	12-0025-SR	small
	48 - 52 cm	12-0025-MR	medium
	53 - 60 cm	12-0025-LR	large
	61 - 67 cm	12-0025-XLR	x-large



# Neoprene Knee Support with Hinge

## Bandage de Genou Fonctionnel avec charnière poly-axiale



### Indications

- Knee trauma (sprains) of the collateral ligaments
- Light instabilities of the knee

### Indications

- Traumatologie du genou (entorse) des ligaments collatéraux
- Instabilité modérée du genou

### Features and Benefits

- Soft and flexible neoprene provides comfort, and doesn't migrate
- Elastic straps above and below the knee provide additional fixation and avoid circulation constriction
- Extra patella support
- Poly-axial hinge follows the knee movement
- Breathable fabric at the knee pit provides aeration to the skin and prevent impingement of the skin

### Komfort und Funktion

- Néoprène doux et flexible fournit du confort et reste bien sur place
- Des bandes élastiques dessus et en dessous du genou assurent une fixation supplémentaire et évitent d'entraver la circulation
- L'anneau autour de la rotule donne une stabilisation supplémentaire
- La charnière poly-axiale suit l'articulation du genou
- Le matériel élastique utilisé dans le poplité assure une bonne aération et évite l'irritation de la peau

### Sizes and Product Codes

#### Größen und Artikelnummern

	Code No. Artikelnr. Référence Art. Nr.	Size Maat Taille Größe
36 – 39 cm	11-0022-XS	X-small
39 – 43 cm	11-0022-S	small
43 – 48 cm	11-0022-M	medium
48 – 53 cm	11-0022-L	large
53 – 58 cm	11-0022-XL	X-large
58 – 64 cm	11-0022-XXL	XX-large



### Product Composition:

Neopreen, Polyester, Nylon, Aluminium, POM

# Neoprene Knee Support with spiral stay

Bandage de Genou Fonctionnel avec baleines



### Indications

- Moderate knee sprains
- Patella instability

### Indications

- Entorse du genou
- Instabilité de la rotule


### Features and Benefits

- Soft and flexible neoprene provides comfort, and doesn't migrate
- Elastic straps above and below the knee provide additional fixation and avoid circulation constriction
- Extra patella support
- Breathable fabric at the knee pit provides aeration to the skin and prevent impingement of the skin

### Komfort und Funktion

- Néoprène doux et flexible fournit du confort et reste bien sur place
- Des bandes élastiques dessus et en dessous du genou assurent une fixation supplémentaire et évitent d'entraver la circulation
- L'anneau autour de la rotule donne une stabilisation supplémentaire
- Le matériel élastique utilisé dans le poplité assure une bonne aération et évite l'irritation de la peau

### Sizes and Product Codes

	Code No. Artikelnr. Référence Art. Nr.	Size Maat Taille Größe
34 – 39 cm	11-0023-S	small
40 – 45 cm	11-0023-M	medium
46 – 51 cm	11-0023-L	large
52 – 57 cm	11-0023-XL	X-large
58 – 64 cm	11-0023-XXL	XX-large



### Product Composition:

Neopreen, Polyester, Nylon, Aluminium, POM

# Universal Ankle Brace KIT

## (AIR + Foam Padding)

### Funktionelle Sprunggelenksorthèse



#### Indications

- Severe and moderate acute ankle sprains (functional and post-operative treatment)
- Stable malleolar fracture
- After care for fractures in the rehabilitative phase

#### Indikationen

- Akute Verletzung des OSG
- Frühfunktionelle Therapie bei Verletzung der Außenknöchelbänder
- Chronische Bandinsuffizienz
- Postoperative Rehabilitation
- Distorsion Grad I, Grad II, Grad III

#### Features and Benefits


- BraceID® Air Ankle is equipped with inflatable and foam cushions so that therapist or patient can choose for what best fits the circumstances
- The air cushions have been covered with a flannel textile on the skin side, which improves comfort when in contact with the skin
- Both paddings can be easily switched by attaching them on MicroHook strips on the inside of the shells. Air cushions are more ideal for use in the acute phase, whereas foam pads, with a firmer density and lower profile, provide more stability for the functional phase of the rehab

#### Komfort und Funktion

- BraceID® Air Ankle ausgestattet mit Luftkissen und/oder FOAM Kissen. Beide Systeme sind mit einem hautfreundlichen Textil überzogen
- Beide Kits können schnell mittels Klettstreifen ausgetauscht werden
- Die Luftkissen eignen sich mehr für die akute Phase.
- Die Schaumstoffpads bieten durch ihre festere Dichte mehr Stabilität in der funktionellen Rehabilitation

#### Sizes and Product Codes

#### Größen und Artikelnummern

	Adult / Senior > 1,60 meter	Junior < 1,60 meter
	Code No. / Artikelnr. Référence / Art. Nr	
Ankle Stirrup - AIR Padding	11-0003-UA	11-0003-JA
Ankle Stirrup - FOAM Padding	11-0003-UF	11-0003-JF
Ankle Stirrup - KIT (air +foam)	11-0003-UK	Not available



#### Product Composition:

Nylon, Polyester, EVA & LDEP foam, POM

**KIT:** ankle brace with all components (shells + air + foam padding)

**KIT:** Ankle Brace mit beiden Komponenten (Schalen + Luftkissen + FOAM-Kissen)



Easy to adjust in width to stabilise foot / ankle

Fits easily in a classic style shoe

Unterfuß-Weitenverstellung mittels Klettbindern

Passt problemlos in einen klassischen Schuh



# BraceID® Lace-Up Ankle

## Sprunggelenkorthese mit Schnürung



### Indications

- Support for mild to moderate ankle sprains and strains
- Prevention of ankle injury
- Stabilizing chronically weak ankles

### Indikationen

- Stützung bei leichten bis mittleren Verstauchungen und Zerrungen.
- Zur Vermeidung von Knöchelverletzungen.
- Stabilisierung chronisch schwacher Fußgelenke.

### Features and Benefits


- The BraceID® Lace-Up Ankle is lightweight, extremely soft to the touch and comfortable.
- Thin & secure stirrup straps and elastic crossing straps provide exceptional support via a heel-lock and figure-8 configuration.
- Spacer Fabric tongue and inside padding enhances breathability
- Elastic Achilles tendon cut-out offers added comfort, fit and mobility
- Soft flat seam underneath the foot/heel
- Fits left or right

### Komfort und Funktion

- Die BraceID® Knöchelorthese ist leicht, sehr weich und komfortabel.
- Sichere Steigbügel-Riemen und elastische Kreuzungs-Riemen bieten außergewöhnliche Unterstützung und Fersenhalt.
- Eine 3D Mesh-Zunge und innen Polsterung verbessert die Atmungsaktivität.
- Elastischer Achillessehnenausschnitt bietet Komfort, Passform und Bewegungsfreiheit
- Weiche Flachnaht unterhalb des Fußes bzw. der Ferse.
- Links und rechts tragbar.

### Sizes and Product Codes

#### Größen und Artikelnummern

	Code No. Artikelnr. Référence Art. Nr.	Size Maat Taille Größe
25,5 - 28 cm	11-0004-XS	x-small
28 - 30,5 cm	11-0004-S	small
30,5 - 33 cm	11-0004-M	medium
33 - 35,5 cm	11-0004-L	large
35,5 - 38 cm	11-0004-XL	x-large

### Product Composition:

Nylon, Polyester, Spacer Fabric



## Walker Hi Regular

- STANDARD Liner
- AIR Liner



### Indications

- Acute ankle sprain and soft tissue injuries of the lower leg
- Stress fractures and stable or internally fixed fractures of the foot and ankle
- Achilles tendon repair

### Indikationen

- Distorsionen III. Grades
- Stabilisierung von Bänderverletzungen des Sprunggelenks und Achillessehnennaht
- Konservative Behandlung von Stabile Fuß-, Knöchel-, Tibia- und Fibulafrakturen distal

### Features and Benefits

- Rigid and lightweight Walker
- Good unrolling of the sole with intermedial plane for stance
- Simple hook-loop closures with D-rings for tighter fixation
- Hook protection strips at the upright bars for easier application of the liner
- Additional pieces of foam padding to increase patient comfort

### Komfort und Funktion

- Leichter und robuster Walker
- Gute Fixierung durch D-Ring-Verschlüsse
- Breite Sohle sorgt für festen Stand und guter Abrollfähigkeit
- extra Schaumstoffpolster bieten zusätzlichen Comfort
- beidseits tragbar
- Keile-Set (5er Set) für Spitzfuss-Stellung erhältlich. Rechts oder links angeben

### Sizes and Product Codes

#### Größen und Artikelnummern

Size	Shoe Size	Code No. /Référence	
		Std Liner	AIR Liner
Small	36 - 39	12-0001-S	12-0009-S
Medium	39 - 43	12-0001-M	12-0009-M
Large	43 - 46	12-0001-L	12-0009-L
X-large	+ 46	12-0001-XL	12-0009-XL

### Product Composition:

Polyester, PU foam, EVA, Nylon, Fibreglass



## Shield Walker Hi Top

- AIR Liner or
- Standard Liner



Wedges / Keile Set



### Indications

- Acute ankle sprain and soft tissue injuries of the lower leg
- Stress fractures and stable or internally fixed fractures of the foot and ankle
- Achilles tendon repair

### Indikationen

- Konservative Behandlung von Knöchelfrakturen
- Distorsionen III. Grades (Stabilisierung von Bänderverletzungen)
- Postoperative Phase nach Osteosynthese von Knöchelfrakturen
- des Sprunggelenks und Achillessehennaht
- Stabile Fuß-, Knöchel-, Tibia- und Fibulafrakturen distal

### Features and Benefits

- Rigid and lightweight Walker with front and back panel for more complete protection and support
- Rocker bottom design promotes natural gait
- Inflatable AIR liner for better fixation of foot and ankle with increased comfort. Intermittent pneumatic compression not only promotes callus formation over fracture site but also reduces local swelling
- Additional pieces of foam padding to increase patient comfort
- Heel wedges applied inside the Walker allow to position the ankle in plantar flexion (5 pieces)

### Komfort und Funktion

- Aufblasbare Polster sorgen für gute Fixierung von Fuß- und Sprunggelenk
- Durch intermittierende pneumatische Kompression werden lokale Schwellungen reduziert
- Keile-Set (5er Set) für Spitzfuß-Stellung erhältlich. Rechts oder links angeben
- Breite Sohle sorgt für festen Stand und guter Abrollfähigkeit
- Extra Schaumstoffpolster bieten zusätzlichen Comfort
- Liner mit Zehenschutz
- beidseits tragbar

### Sizes and Product Codes - Größen und Artikelnummern

Size Größe	Shoe Size Schuh-Größe	Artikelnr. /Référence	
		<b>FIX-WALKER</b>	<b>AIR-WALKER</b>
Small	36 - 39	12-0006-S	12-0002-S
Medium	39 - 43	12-0006-M	12-0002-M
Large	43 - 46	12-0006-L	12-0002-L
X-large	+ 46	12-0006-XL	12-0002-XL
<b>Wedge / Keile-Set</b>		<b>Rechts/Right</b>	<b>Links/Left</b>
Uni		12-0011-WR	12-0011-WL



## ROM WALKER

- Standard liner
- AIR liner



### Indications

- Acute ankle sprain and soft tissue injuries of the lower leg
- Stress fractures and stable or internally fixed fractures of the foot and ankle
- Achilles tendon repair
- Early rehabilitation of a variety of post-surgical and post-trauma indications requiring fixed or variable angular control

### Indikationen

- Akute Sprunggelenkdistorsion
- Postoperative Versorgung von Band-, Weichteil- und Sehnenverletzung
- Postoperative Versorgung von Fraktur des oberen und/oder unteren Sprunggelenks
- Behandlung von Arthrose des oberen Sprunggelenks
- Konservative Behandlung bei Achillessehnenruptur
- Synovektomie des Fußgelenks

### Features and Benefits

- Rigid and lightweight Walker with hinge for controlled movement of the ankle joint, or fixation of the ankle in a certain angle
- Good unrolling of the sole with intermedial plane for stance
- Inflatable AIR liner for better fixation of foot and ankle with increased comfort. The intermittent pneumatic compression not only promotes callus formation over fracture site but also reduces local swelling
- Hook protection strips at the upright bars allow easier application of the liner
- Additional pieces of foam padding are available to increase patient comfort

### Komfort und Funktion

- Mobilisierung durch einstellbares R.O.M.-Gelenk (Range Of Motion)
- Zirkulär angeordnete Klettverschlussbänder
- Abrollsohle fördert das physiologische Gangbild
- Individuell an den Schwellungszustand anpassbar
- Erlaubt eine problemlose Wundinspektionsowie Körperhygiene
- Einfache Handhabung und angenehme Trageeigenschaften

### Sizes and Product Codes

#### Größen und Artikelnummern

Size Größe	Code No./Art.-Nr		Shoe Size Schuh-Größe
	Std Liner	AIR Liner	
Small	12-0003-S	12-0004-S	36 - 39
Medium	12-0003-M	12-0004-M	39 - 43
Large	12-0003-L	12-0004-L	43 - 46

#### Product Composition:

Polyester, PU foam, EVA, Nylon, Fibreglass

## LOW Shield Walker

- Standard liner
- AIR liner



### Indications

- Immobilisation after feet or toe chirgurie
- Heavy ankle distorsions
- Metatarsal fractures
- Front or mid feet injuries

### Indikationen

- Immobilisierung nach Fuß oder Zehen OP
- schweren Verstauchungen
- Meta-tarsale Frakturen
- Verletzungen an Vorder- und Mittelfuß

### Features and Benefits

- Rigid and lightweight Walker with front and back panel for more complete protection and support
- Rocker bottom design promotes natural gait
- Inflatable AIR liner for better fixation of foot and ankle with increased comfort.
- Additional pieces of foam padding to increase patient comfort
- Intermittent pneumatic compression not only promotes callus formation over fracture site but also reduces local swelling

### Komfort und Funktion

- Leichter und robuster Walker mit gute Fixierung durch D-Ring-Verschlüsse
- Vorder- und Rückseite sorgen für vollständigen Schutz
- extra Schaumstoffpolster bieten zusätzlichen Comfort
- Aufblasbare Polster sorgen für gute Fixierung von Fuß- und Sprunggelenk
- Durch intermittierende pneumatische Kompression werden lokale Schwellungen reduziert
- Breite Sohle sorgt für festen Stand und guter Abrollfähigkeit
- extra Schaumstoffpolster bieten zusätzlichen Comfort
- Liner mit Zehenschutz

### Sizes and Product Codes

#### Größen und Artikelnummern

Size Größe	Shoe Size Schuh-Größe	Code No. /Art.-Nr	
		Std Liner	AIR Liner
Small	36 – 39	12-0008-S	12-0010-S
Medium	39 - 43	12-0008-M	12-0010-M
Large	43 - 46	12-0008-L	12-0010-L
X-large	+ 46	12-0008-XL	12-0010-XL

## SHORT Regular Walker

- Standard liner



### Indications

- Immobilisation after feet or toe surgery
- Severe ankle sprains
- Metatarsal fractures
- Front or mid foot injuries

### Indikationen

- Immobilisation après une intervention chirurgicale sur le pied ou l'orteil
- Entorses graves de la cheville
- Fractures du métatarse
- Différentes blessures du pied

### Features and Benefits

- Rigid and lightweight SHORT Walker
- Good unrolling of the sole with intermedial plane for stance
- Simple hook-loop closures with D-rings for tighter fixation
- Hook protection strips at the upright bars for easier application of the liner
- Additional pieces of foam padding to increase patient comfort

### Komfort und Funktion

- *Botte de marche COURTE et poids léger*
- Semelle bien déroulante avec une partie plate pour trouver une position debout sans déséquilibre
- Rembourrage standard
- Les rubans avec boucle en D assurent une fixation plus serrée
- Mousses supplémentaires pour augmenter le confort

### Sizes and Product Codes

#### Größen und Artikelnummern

Size	Shoe Size	Artikelnr. /Référence
		<b>Std Liner</b>
Small	36 - 39	12-0016-S
Medium	39 - 43	12-0016-M
Large	43 - 46	12-0016-L
X-large	+ 46	12-00016XL

Product Composition:  
Polyester, PU foam, EVA,  
Nylon, Fibreglass

# KiDS Walkers

BraceID® KiDS Walkers



## Features and Benefits

- Lightweight and solid Walker for toddlers and kids
- Easy to apply foam padding
- Good anchorage of the straps in the upright stays
- Anterior and posterior shells provide a comprehensive protection and support
- Tight fixation through the D-Ring closure
- Supplied with additional foam pads for providing extra comfort
- Efficient rocker bottom sole for an effective foot rolling

## Komfort und Funktion

- Leichter und solider Walker für Kleinkinder und Kinder
- Kinderleicht anzulegen
- solide Schaumstoffpolsterung
- Anterior und posterior Gurte geben einen festen Halt
- gute Fixierung durch D-Ring-Verschlüsse
- extra Schaumstoffpolster bieten zusätzlichen Comfort
- speziell geformte Sohle mit Abrollhilfe ermöglicht fast normales Gangbild

CODE	Size/ Größe	Shoe size/ Schuh-Größe
12-0007-S	Small	21 - 23
12-0007-M	Medium	24 - 26
12-0007-L	Large	27 - 30
12-0007-XL	Extra Large	31 - 33

## Indications

- Greenstick fractures
- Severe sprains with skin damage (i.e. foot in wheel of a bicycle)
- Achilles Tendon release
- M. Tibialis Anterior transfer
- Tip Walker – gradual correction with the aid of wedges at the forefoot

## Indikationen

- Grünholzbrüche
- Achilles-Sehnen Entlassung
- Gipsersatz nach Fraktur
- Tibialis Anterior Entlassung
- Schweren Verstauchungen

# BraceID® COMFORT Shoulder Immobiliser

## Schultergelenkbandage



### Indications

- Dislocation of the shoulder
- Post-op or post-trauma immobilisation in inwards rotation.
- Soft tissue injury
- After shoulder arthroscopy

### Indikationen

- Bei Dislokation der Schulter
- Zur postoperativen Ruhigstellung in Innenrotation
- Schulterweichteilentzündungen
- nach Arroskopien der Schulter


### Features and Benefits

- Extra soft neck pad provides additional patient comfort.
- In length adjustable neck and waist straps with a Y-tab hook system facilitates secure closure and correct clinical positioning.
- A press button closure system to open the envelope allows early elbow mobilisation and personal hygiene without complete sling removal.
- Design of waist strap attachment on the sling enables wrist movement.
- Soft thumb loop effectively maintains sling placement.

### Eigenschaften und Vorteilen

- Extraweiche Schulterpolsterung
- Patientenschonende und schnelle Handhabung
- Die weiche Daumenschlaufe sorgt für eine bessere Positionierung des Handgelenkes
- Hoher Tragekomfort durch angenehmes Material
- Unterarmschlaufe ist lösbar und kann zur Nachbehandlung geöffnet werden
- Universell für rechts und links

### Sizes and Product Codes

Size		Code No. Artikelnr. Référence Art. Nr.
Small	34 – 38 cm	11-0065-S
Medium	37 – 43 cm	11-0065-M
Large	42 – 48 cm	11-0065-L
X-Large	+48 cm	11-0065-XL

### Product Composition:

Nylon, Polyester, PU foam, Plastic, Metal



# Universal Comfort Arm Sling

## Echarpe de bras COMFORT




### Indications

Use following trauma injuries, and chronic or neurological conditions. Supports the arm with elbow in bended position

### Features and Benefits

- The BraceID<sup>®</sup> Comfort Arm Sling is lightweight, extremely soft to the touch and comfortable.
- The stretch fabric of the envelope adjusts itself easily to the contour and size of the arm.
- Pockets inside the envelope allow to store personal items and give easy access to it for the one handed person
- A wide and soft neck strap provides extra comfort for the cervical/shoulder area
- Closure system with Y-tab hook (strap can be easily trimmed to correct length)
- Universal size, fits left or right

### Sizes and Product Codes

		Code No. Artikelnr. Référence Art. Nr.
Universal Universeel Universelle	35 – 48 cm	11-0064-U

### Product Composition:

Nylon, Polyester, PU foam



## Cervical Collar – Medium Density

## Cervicalstütze



### Indications

- Acute or chronic painful cervical syndrome
- Whiplash accidents
- Rheumatoid Arthritis

### Indikationen

- Nachbehandlung eines Schleudertraumas
- Akute Nackenverletzungen
- Leichte cervikale Arthrose
- Schwindel cervicalen Ursprungs

### Features and Benefits



- Pre-shaped, contoured foam for a comfortable, anatomical fit
- High back provides superior support in extension
- Rounded foam edge, facing towards the skin, provides extra wearing comfort
- Additional washable, cotton stockinet cover provides improved patient hygiene
- Variable hook and loop closures suitable for a wide range of neck circumferences
- Available in a selection of heights to suit a wide range of patients

### Komfort und Funktion

- Stabilisierung durch den Einsatz von formfestem Schaumstoff
- Optimaler Sitz dank anatomischer Passform
- Angenehmes Tragegefühl dank weicher und Feuchtigkeit ableitender Materialien
- Einfache Pflege dank waschbarer Materialien
- Überzug aus hautfreundlichem, elastischem Baumwoll-Jersey
- Transparent im Röntgenbild
- Vier Höhen - universeller Umfang
- Geringe Lagerhaltung

### Sizes and Product Codes

### Größen und Artikelnummern

	Code No. Art. Nr.	
22 – 48 cm	11-0086-6	6 cm
28 – 49 cm	11-0086-8	8 cm
28 – 52 cm	11-0086-10	10 cm
28 – 52 cm	11-0086-12	12 cm

contoured foam for an anatomical fit



ergonomischer Schaum für anatomische Passform

### Product Composition:

PU foam, Cotton, Nylon

# Universal Rigid Neck Orthosis

## Indications

- Post-operative immobilisation
- Severe spondylitis
- Severe cervical syndrome
- Cervical herniated disc,
- Stable fractures of the cervical vertebrae

## Indikationen

- Traitement post-opératoire
- Spondylarthrose sévère
- Syndrome cervical sévère
- Hernie discale cervicale
- Fractures stables des vertèbres cervicales



## Features and Benefits

- Universal Collar, easy to adjust in height and circumference.
  - Height adjustment with (green) button system at lateral, front side
  - Circumference adjustment with hook and loop closure
- High quality plastic with flexible edges
- Terry towel foam liner provides extra cushioning comfort
- An extra liner for hygiene is available = extra order code
- Only one size that covers a large share of the patient population

## Komfort und Funktion

- Collier universel, facilement à adapter en hauteur et circonférence
  - Ajustement de la hauteur par un système extensible (bouton vert)
  - Ajustement de la circonférence avec des rubans Velcro
- Fabriqué en plastique de qualité, avec des bords flexibles
- Un mousse avec tissu éponge donne le confort et une bonne protection
- Un coussin en mousse supplémentaire est inclus pour l'hygiène.
- Une seule taille pour la plupart de la population



## Sizes and Product Codes

Product Code	Product Description	Size	Neck Circumference
12-0082-1	BraceID® Rigid Neck Orthosis	Universal	25 - 48 cm
12-0082-2	Extra Liner for BraceID® Rigid Neck Orthosis	Universal	
12-0082-3	Orthosis + Extra Liner	Universal	

## Abdominal Bandage



### Indications

- Post-surgical interventions
- Support after cosmetic abdominal surgery or liposuction

### Indikationen

- Les interventions post-opératoires
- Support après chirurgie cosmétique abdominale ou liposuction

### Features and Benefits



- A lightweight and breathable rib elastic increases wearing comfort
- Hook and loop closing system facilitates application and removal
- Elastic fabric is also hook receptive which makes size choice easier
- Washable for good patient comfort and hygiene
- Latex free

### Komfort und Funktion

- L'élastique aéré augmente le confort
- Système de fermeture à crochets et boucle facilite l'application.
- La bande élastique est également crochet-réceptif. Le choix de taille est alors plus facile
- Lavable pour le confort du patient et l'hygiène
- Sans latex

### Sizes and Product Codes

#### Größen und Artikelnummern

	Code No.	Size	
28 cm	11-0085-1	X-Small	65 – 75 cm
28 cm	11-0085-2	Small	75 – 85 cm
28 cm	11-0085-3	Medium	86 – 95 cm
28 cm	11-0085-4	Large	95 – 108 cm
28 cm	11-0085-5	X-Large	108 – 120 cm
28 cm	11-0085-6	XX-Large	120 – 135 cm

### Product Composition:

Polyester, rib elastic, Nylon

## Post-Op Shoes

### Postoperativer Verbandschuh & Vorfußentlastungsschuh



#### Indikationen

- Postoperativ nach Vorfußoperationen
- Zur Ruhigstellung und Entlastung bei Verletzungen und Ulcerationen unterschiedlicher Genese (z.B. diabetischer Natur)

#### Postoperativer Verbandschuh

- Einsetzbar auch bei Gipsverbänden und diversen Fußverletzungen.
- Zur Ruhigstellung eines Operationsgebietes durch Aufhebung der Abrollknickung des Fußes.
- Leicht zu öffnender Schaft mit zwei verstellbaren Klettstrümpfen,
- Brandsohlenpolsterung
- Unimodell, rechts und links tragbar.
- Farbe: anthrazit

#### Vorfußentlastungsschuh

- Rechts und links tragbar
- Individuell verstellbare Klettverschlüsse am Schaft
- Krepptsole aus Vollmaterial ist rutschfest und kann bearbeitet werden
- Die spezielle Sohlenform sorgt für eine Entlastung des Vorfußes
- Der Schuh kann sowohl mit offener als auch mit geschlossener Spitze getragen werden
- Farbe blau
- HiMi.Nr. 31.03.03.5053

Der Aufbau der Sohle ermöglicht eine Teildruckentlastung im Bereich des Vorfußes. Der Abrollscheitel der Laufsohle liegt im Metatarsalbereich. Die verstärkte Fersenkappe verleiht dem Fuß den richtigen Halt. Die weite Öffnungsmöglichkeit und die variable Breitereinstellung durch Klettverschlüsse ermöglichen einen bequemen Einstieg

#### Größen und Artikelnummern

 Art. No.	Größe	Schuh Größe	 Art. No.	Zehenkappe Art.Nr.
12-1001-XS	X-Small	35-36	12-1002-XS	12-1002-ZK-XS
12-1001-S	Small	37-38	12-1002-S	12-1002-ZK-S
12-1001-M	Medium	39-40	12-1002-M	12-1002-ZK-M
12-1001-L	Large	41-42	12-1002-L	12-1002-ZK-L
12-1001-XL	X-Large	43-44	12-1002-XL	12-1002-ZK-XL
12-1001-XXL	XX-Large	45-46	12-1002-XXL	12-1002-ZK-XXL