



BraceID[®]

ENJOY^OUREHAB

*Lasst uns einen Blick
darauf werfen!*





Rumpf



- Universal rigide Nackenorthese 4
- Cervicalstütze 5
- Lumbo-Sacral Rückenorthese 6
- Lumbal-Rückenbandage 7
- Doppel-Kreuz Rückenbandage 7
- SpineBoard: Rückenschiene mit Rückenbandage 8
- Abdominale Bauchbandage 10

Obere Extremitäten



- Universal Armtragegurt 12
- OrthoSling 12
- Schulterfixationsbandage 13
- Schulter-Abduktionskissen 15° 14
- ROM Ellbogenorthese 15
- Epicondylitis Ellbogenbandage 16
- Handgelenkorthese mit palmarem Stabilisierungsstab 17
- Handgelenkorthese mit Daumeneinschluss 18
- Rhizo-Daumenorthese 19
- Stack Fingerschienen 19

Untere Extremitäten



- 4-Punkt Knieorthese 21
- Universelle Post-Op ROM Knieorthesen 22
- COOL ROM Knieorthese 23
- 3-Panel Knielagerungsschiene 24
- Kniebandage mit seitlichen Gelenkschienen 25
- Kniebandage mit seitlichen Spiralfedern 26
- Posttrauma Knieverband (PTKD) 27
- Sprunggelenkorthese mit Schnürung 28
- Universal Sprunggelenkorthese 29
- Knöchelwickelbandage 30
- Shield Walkers Hi Top 31
- LOW Shield Walker 32
- Walker Hi Regular 33
- Short Regular Walker 34
- ROM Walkers (Standard liner/AIR liner) 35
- KiDS Walker 36

RUMPF



*Komfortable
Passform*





Komfort und Funktion

- Universal Nackenorthese, einfach in Höhe und Umfang verstellbar.
 - Höheneinstellung mit (grünem) Knopfsystem vorne und seitlich.
 - Umfangseinstellung mittels Klettverschluss.
- Hochwertiger Kunststoff mit abgerundeten flexiblen Kanten.
- Frotteepolster bietet zusätzlichen Komfort.
- Ersatzpolster (Hygiene) ist optional erhältlich.
- Universalgrösse.

Indikationen

- Postoperative Immobilisation
- Schwere Spondylitis
- Cervicalsyndrom
- Bandscheibenvorfall
- Stabile Frakturen der Halswirbel



Halsumfang

25 - 48 cm

Beschreibung

Rigide Nackenorthese

Art. Nr.

12-0082-1

Produktzusammensetzung

Polyester, Nylon, PU Schaumstoff
und Plastik



Komfort und Funktion

- Stabilisierung durch den Einsatz von formfestem Schaumstoff.
- Optimaler Sitz dank anatomischer Passform.
- Angenehmes Tragegefühl dank weicher, feuchtigkeitsableitender Materialien.
- Pflegeleicht dank waschbarer Materialien.
- Überzug aus hautfreundlichem, elastischem Baumwoll-Jersey.
- Transparent im Röntgenbild.
- Vier Höhen - universeller Umfang = Geringe Lagerhaltung.

Indikationen

- Nachbehandlung eines Schleudertraumas
- Akute Nackenverletzungen
- Leichte cervikale Arthrose
- Schwindel cervicalen Ursprungs



Halsumfang	Halshöhe	Art. Nr.
22 - 48 cm	6 cm	11-0086-6
28 - 49 cm	8 cm	11-0086-8
28 - 52 cm	10 cm	11-0086-10
28 - 52 cm	12 cm	11-0086-12

Produktzusammensetzung

PU Schaumstoff, Baumwolle, Nylon und Lycra



Komfort und Funktion

- Die BraceID® Lumbosacral- Rückenorthese, mit starren vorderen und hinteren Modularrahmen, dehnt sich von der sacrococcygeal Verzweigung bis die T9-Wirbel aus. Die anatomisch geformte Kunststoff-Halbschale erlaubt gezielte Bewegungsabläufe im Bereich S1 – T9.
- Feste Polster geben seitlichen Halt und entlasten die Bandscheiben.
- Die Kompression und seitliche Kraft wird durch ein mechanisches Seilzug-System erstellt, das durch den Patienten (ziehen oder Freigabe der Schnüre) angepasst werden muss.
- Das Konzept ermöglicht dem Patienten sich aktiv an der Behandlung zu beteiligen. Durch Erhöhen des Intrakavitären-Drucks, kann der Patient die Belastung (Druck) der Wirbelsäule reduzieren.

Indikationen

- Spondylolisthese, Spondylolyse
- Frakturen der LWS
- Tumore (Metastasen)
- Degeneration/Muskuläre Insuffizienz der Wirbelsäule
- Facettensyndrom
- Diskektomie
- Konservativ nach Prolaps
- Spondylodese
- Lumbale Spinalstenosen

HMV Pos. Nr.: 23.14.04.2013

**Taillien-
Umfang**

70 - 170 cm

Grösse

Universal

Art. Nr.

12-0081-3

Produktzusammensetzung

Polyester, Polyamide, Spandex, PU
Schaumstoff, Neopren und Plastik



Easy pull system



Stabilising back support



Lumbal-Rückenbandage

Komfort und Funktion

- Durchgehende elastische Unterstützung mit anatomischer Passform.
- Extra-Seitenzüge am Rücken unterstützen die Lordose und entlasten den Rücken optimal.
- Vier anatomisch geformte semirigide Aluminiumstabilisatoren im Lumbalbereich.
- Klettverschluss mit zusätzlicher Fingerschleufe für ein einfacheres Anziehen.
- Höhe Vorderseite: 18 cm / Höhe Rückseite: 25 cm.



Indikationen

- Lumbale Schmerzen
- Lumbalgien
- Überlastungsschmerzen

Taillien-Umfang	Grösse	Art. Nr.
67 - 80 cm	Small	11-0081-S
78 - 92 cm	Medium	11-0081-M
89 - 105 cm	Large	11-0081-L
103 - 130 cm	X-Large	11-0081-XL

Produktzusammensetzung

Polyester, Nylon, Spandex, PU
Schaumstoff, Aluminium und Plastik



Doppel-Kreuz Rückenbandage

Komfort und Funktion

- Hochqualitatives luftdurchlässiges Material für einen hohen Tragekomfort.
- Dorsaler Doppelkreuzgurt für eine optimale Unterstützung im Lumbalbereich.
- Zwei Kunststoffstreben an der Vorderseite für zusätzliche Unterstützung.
- Klettverschluss mit zusätzlicher Fingerschleufe für ein einfacheres Anziehen.
- Höhe Vorderseite: 19 cm / Höhe Rückseite: 25 cm.

Indikationen

- Lumbale Schmerzen
- Lumbalgien
- Überlastungsschmerzen



Taillien-Umfang	Grösse	Art. Nr.
69 - 80 cm	Small	11-0082-S
80 - 96 cm	Medium	11-0082-M
96 - 112 cm	Large	11-0082-L
112 - 130 cm	X-Large	11-0082-XL
130 - 148 cm	XX-Large	11-0082-XXL

Produktzusammensetzung

Polyester, Nylon, Spandex, Latex, PU
Schaumstoff, Aluminium, Plastik



Die SpineBoard-Orthese besteht aus einer gepolsterten Kunststoffschiene, verstärkt durch zwei Aluminiumstreben, die in eine textile Lendenstützbandage eingesetzt wird. Zusätzliche Schultergurte ziehen den Körper des Patienten nach hinten gegen die Schiene.

Beim Tragen der SpineBoard-Orthese wird die Rückenmuskulatur aktiviert. Der Oberkörper richtet sich auf, wodurch dem für Osteoporose typischen Rundrücken entgegengewirkt wird. Die SpineBoard-Orthese sollte vor der ersten Anwendung von einer Fachperson z.Bsp. einem Orthopädietechniker angepasst werden. Die Spineboard-Orthese bietet einen hohen Tragekomfort. Sie ermöglicht dem Patienten weiterhin normal zu atmen und die Schultern und Arme frei zu bewegen. Die SpineBoard-Orthese stimuliert körpereigene Muskelressourcen. Wenn die Orthese optimal angepasst ist, kann sie Schmerzen lindern und Ihre Mobilität im Alltag effektiv steigern.



Komfort und Funktion

- Die Kunststoffschiene ist anatomisch geformt und entspricht der Lendenlordose und thorakalen Kyphose der Wirbelsäule.
 - Eine vertikale offene Rinne in der Mitte verhindert Druck auf die Knochenvorsprünge der Dornfortsätze.
 - 2 dünne, geformte Aluminiumstäbe an jeder Seite der Öffnung bieten Halt für die Kunststoffschiene. Für zusätzlichen Komfort sind in der Schiene zusätzliche Schaumstoffpolster angebracht.
 - Die Schiene ist in einer Textilhülle untergebracht und verleiht der SpineBoard-Orthese ein diskretes Aussehen.

- Die Spineboard-Orthese enthält zusätzliche Funktionen, um älteren Menschen den Umgang und die Handhabung zu vereinfachen.
 - Die Taillenbandage hat breite Fingertaschen, um das Anziehen zu erleichtern.
 - Die Seitenzüge sind mit Fingerschlaufen versehen, damit diese bequemer erreicht und eingestellt werden können. ⁽¹⁾
- Jeder Schultergurt ist mit einer Metallschnalle mit Rollsystem versehen, um die Anwendung für alle Patienten zu erleichtern. Darüber hinaus wurde das abnehmbare Y-Tab-Verschlusssystem so konstruiert, dass die Riemen nicht versehentlich durch die Ringe gleiten können.
- Die Seitenzuglaschen sind an der Rückseite des Trägers V-förmig angeordnet, um die Wirbelsäulenschiene so nahe wie möglich am Körper zu halten.
- Kleinere Lagerhaltung.

Kombinieren Sie Teile nach den Bedürfnissen des Patienten:

- 3 Längen für Spinalschienen (Höhe: 46-51-56 cm)
- 4 Rückenstützen (Taillenumfang: von 60 bis 125 cm)

Indikationen



- Osteoporotische Wirbelkörperfraktur der Brust- und/ oder Lendenwirbelsäule
- Juveniler Morbus Scheuermann
- Rundrücken mit chronischem Rückenschmerz
- Osteoporose



(1)



A und B kombinieren

	Rückenbandage		1x A + 1x B	Dorsal Schiene		
	A	Grösse		Grösse	B	
50 - 64 cm	12-0084-XS	X-Small		X-Small	12-0083-40	40 cm
63 - 75 cm	12-0084-S	Small		Small	12-0083-46	46 cm
73 - 90 cm	12-0084-M	Medium		Medium	12-0083-51	51 cm
88 - 105 cm	12-0084-L	Large		Large	12-0083-56	56 cm
103 - 125 cm	12-0084-XL	X-Large				
120 - 140 cm	12-0084-XXL	XX-Large				

Produktzusammensetzung : SpineBoard
Polyester, Nylon, Spandex und PU Schaumstoff

Abdominale Bauchbandage

Komfort und Funktion

- Leichtes atmungsaktives Spezialmaterial mit hohem Tragekomfort.
- Mit Klettverschluss für leichtes An- und Ausziehen.
- Kompression individuell einstellbar.
- Waschbar.
- Latexfrei.

Indikationen


- Nach postoperativen Eingriffen
- Unterstützung nach abdominalen kosmetischen Operationen oder Fettabsaugung

Taillien-Umfang	Grösse	Art. Nr.
65 - 75 cm	X-Small	11-0085-1
70 - 86 cm	Small	11-0085-2
80 - 95 cm	Medium	11-0085-3
90 - 105 cm	Large	11-0085-4
100 - 125 cm	X-Large	11-0085-5
120 - 140 cm	XX-Large	11-0085-6

Produktzusammensetzung
Polyester, Nylon, PU Schaumstoff und Spandex



OBERE
EXTRE-
MITÄTEN



Hmmm...
Enjoy your rehab!

Universal Armtragegurt



Komfort und Funktion

- Der BraceID® Comfort Armtragegurt ist leicht, weich und bequem zu tragen.
- Die Armtasche besteht aus elastischem Material, welches sich optimal der Kontur des Armes anpasst.
- Ein breiter, weicher Nackengurt bietet zusätzlichen Tragekomfort im Nacken- und Schulterbereich.
- Verschlusssystem mit Y-Tab Haken (Band kann leicht auf die richtige Länge getrimmt werden).
- Universalgröße, kann rechts und links getragen werden.

Indikationen

- Posttraumatisch nach Schulterverletzungen
- Chronische Verletzungen
- Neurologische Verletzungen
- Verletzungen des AC-Gelenkes

Unterarmlänge	Grösse	Art. Nr.
35 - 45 cm	Universal	11-0064-U

Produktzusammensetzung

Polyester, Nylon, PU Schaumstoff und Metall

OrthoSling



Der OrthoSling ist ein einfaches und schnell anwendbarer Armtragegurt zur Immobilisierung von Schulter und Ellbogen.

Komfort und Funktion

- Weiches, bequemes und nicht dehnbares Material aus PU Schaumstoff.
- Die Länge ist individuell einstellbar dank einem einfach zu handhabenden Klettverschlussystem mittels abnehmbaren Y-Tab. Dies ermöglicht eine unkomplizierte und rasche Längeneinstellung des Armtragegurtes.
- Länge 190 cm
- Spitalpackung mit 5 Einheiten pro Box.
- Vielseitig einsetzbar



Indikationen

- Immobilisierung der oberen Extremitäten nach Operationen oder Traumata
- Unterstützung des Arms während dem Tragen eines Gipsverbandes

Ausführung	Gurtlänge	Art. Nr.
Box mit fünf Einheiten	Jeweils 190 cm	11-0061-5

Produktzusammensetzung

Polyester, Nylon, PU Schaumstoff



Komfort und Funktion

- Extraweiche Schulterpolsterung.
- Einfache und schnelle Handhabung.
- Die weiche Daumenschlaufe sorgt für eine bessere Positionierung des Handgelenkes.
- Hoher Tragekomfort durch angenehmes Material.
- Unterarmschlaufe kann zur Nachbehandlung geöffnet werden.
- Kann rechts und links getragen werden.
- **KOMFORT PLUS:** Extra bequeme Taschen am Hebegurt bieten Vorteile für den Einhandpatienten.



Indikationen

- Bei Dislokation der Schulter
- Zur postoperativen Ruhigstellung in Innenrotation
- Schulterweichteilentzündungen
- Nach Arthroscopien der Schulter

Unterarmlänge	Grösse	Comfort	Comfort Plus
14 - 19 cm	X-Small	11-0065-XS	
19 - 25 cm	Small	11-0065-S	11-0068-S
25 - 30 cm	Medium	11-0065-M	11-0068-M
30 - 35 cm	Large	11-0065-L	11-0068-L
> 35 cm	X-Large	11-0065-XL	11-0068-XL

Produktzusammensetzung

Nylon, Polyester, PU Schaumstoff, Plastik und Metall





Komfort und Funktion

- Das Drei-Punkt-Verschluss-System vermeidet Druck im Nacken und lässt sich zudem einfach anlegen. Extra weiche Nacken- und Schulterpolster sorgen für zusätzlichen Tragekomfort.
- Klickschnallen sorgen für sichere Fixierung und korrekte klinische Positionierung des Armes.
- Die Bandlänge kann einfach eingestellt werden, indem die Länge mittels Schere nach Bedarf abgelängt und mittels Y-Klettriemen anschliessend positioniert werden kann.
- Die weiche Hülle kann, ohne vollständiges Entfernen der Schlinge oder des Kissens schnell für die Armmobilisierung oder die persönliche Hygiene geöffnet werden.
- Einfache Handhabung. Dank des Farbcodes ist eine Anwendung für die rechte oder linke Schulter einfach einzustellen.

Indikationen

- Ruhigstellung der Schulter in 15° Abduktion bei Rotatorenmanschettenverletzungen, Kapselgelenksverletzungen oder allgemeinen Schulterinstabilitäten.

Unterarmlänge	Grösse	Art. Nr.
34 - 38 cm	Small	11-0066-S
37 - 43 cm	Medium	11-0066-M
42 - 48 cm	Large	11-0066-L
+ 48 cm	X-Large	11-0066-XL

Produktzusammensetzung

Polyester, Nylon, PU Schaumstoff und Plastik





Komfort und Funktion

Schnelle und effektive Ruhigstellung des Ellenbogens mit der Möglichkeit, Bewegungen zu erlauben oder einzuschränken. einen bestimmten Bereich.

- Eine Größe passt zu den meisten:
 - Wählen Sie LINKS oder RECHTS.
 - "Ein Druckknopf" für die teleskopische Längenverstellung von 37 bis 46 cm.
 - Eliminiert die Aufbewahrung mehrerer SKU's und die Kosten für die Lagerung mehrerer Größen.
- Schnelle Einstellung des ROM:
 - Durch einfaches Drücken und Drehen der Einstellungen an der Scharnierskala.
 - Verhindern Sie, dass der Patient das ROM manipuliert, indem Sie "Lock Caps" an den Drucktasten anbringen. ⁽¹⁾
 - Möglichkeit der zusätzlichen Verriegelung in 4 Positionen "0° - 15° - 30° - 45°".
- Verstellbare Träger:
 - Praktischer Y-Tab-Verschlusshaken für einfache Montage und schnellem Ausbau.

Indikationen

- Olekranon- oder distale Oberarmfrakturen (stabil oder intern fixiert)
- Konservative Behandlung von Ellenbogenversetzungen oder Luxationen
- Postoperative Ruhigstellung des Ellenbogens oder ROM-Kontrolle für den Ellenbogen
- Schwere Ellenbogenverstauchungen



⁽¹⁾ ROM-Einstellungen / Kappensperre



Flexible Flügelmanschette

	Universal	Strebenlänge	Art. Nr.
Links	Universal	37 - 46 cm	12-0060-1
Rechts	Universal	37 - 46 cm	12-0060-2

Produktzusammensetzung

Polyester, Nylon, PU-Schaum, Kunststoff, Glasfaser



Komfort und Funktion

- Die Ellbogenspanne ist optimal für sportliche Aktivitäten und für den täglichen Gebrauch geeignet.
- Das integrierte Kissen sorgt für einen gleichmäßigen Druck und entlastet so die Sehnen effektiv.
- Kein Verrutschen, auch bei maximaler Beugung des Ellbogens.

Indikationen

- Behandlung von Tennisellbogen (Epicondylitis lateralis) und/ oder Golferellbogen (Epicondylitis medialis)

Ellbogen- umfang	Grösse	Art. Nr.
21 - 33 cm	Universal	11-0063-U

Produktzusammensetzung

Nylon, Polyester, PU
Schaumstoff und Silikon





Handgelenkorthese mit palmarem Stabilisierungsstab

Komfort und Funktion

- Das Spacer Mesh-Gewebe ist latexfrei und temperatenausgleichend und bietet somit ein angenehmes Tragegefühl auch bei längerer Tragedauer.
- Design und Form wurden speziell entwickelt für optimale Funktionalität.
- Mit Anziehhilfe (Schlupfhilfe), dadurch leichter anlegbar.
- Ruhigstellung und Stabilisierung des Handgelenkes durch anatomisch vorgeformte volare Aluminiumschiene. Palmar-/Dorsalflexion dank Aluminiumschiene einstellbar.
- Stufenlos verstellbare Klettbinden.
- Ausführung für die rechte und linke Hand in vier Grössen.

Indikationen

- Mittlere bis starke Distorsionen
- Luxationen (Sehnen-/Gelenkverletzungen)
- Tendovaginitis (Sehnenscheidenentzündung)
- Karpaltunnelsyndrom (CTS)
- Arthrose und rheumatoide Arthritis (chronische Reizzustände)
- Posttraumatische / postoperative Ruhigstellung (Gipsersatz)



	Handgelenk umfang	Grösse	Kurz	Lang
Links	13 - 16 cm	Small	11-0043-SL	11-0045-SL
	16 - 18 cm	Medium	11-0043-ML	11-0045-ML
	18 - 20 cm	Large	11-0043-LL	11-0045-LL
	20 - 23 cm	X-Large	11-0043-XLL	11-0045-XLL
Rechts	13 - 16 cm	Small	11-0043-SR	11-0045-SR
	16 - 18 cm	Medium	11-0043-MR	11-0045-MR
	18 - 20 cm	Large	11-0043-LR	11-0045-LR
	20 - 23 cm	X-Large	11-0043-XLR	11-0045-XLR

Produktzusammensetzung

Nylon, Polyester, Baumwolle, Spandex, Plastik und Aluminium



Komfort und Funktion

- Das Spacer Mesh-Gewebe garantiert Hautfreundlichkeit und Atmungsaktivität.
- Anatomisch in Design und Form, speziell entwickelt für eine ideale Stabilisierung und Teilimmobilisierung durch Daumeneinfassung in funktioneller Stellung.
- Aluminiumeinlage anatomisch anformbar.
- Zwei dorsale Kunststoffschienen für die zusätzliche Schienung des Handgelenkes. ⁽¹⁾
- Zusätzliche vorgeformte Kunststoffschienen in kurz und lang, zur besseren Führung des Daumens: schrittweiser Übergang der Unterstützung ist möglich.
- Mit Anziehhilfe (Schlupfhilfe), dadurch leichter anziehbar.

Indikationen

- Arthrose der radialen Anteile der Handwurzel
- Ulnare Seitenbandläsion des Daumengrundgelenks
- Schmerzhaftes Veränderungen des Kahnbeines
- Radialseitige Instabilität des Handgelenks
- Periphere N. radialis Paralyse mit Fallhand und mangelnder Abduktionsfähigkeit des Daumens



	Handgelenkumfang	Grösse	Art. Nr.
Links	13 - 16 cm	Small	11-0047-SL
	16 - 18 cm	Medium	11-0047-ML
	18 - 20 cm	Large	11-0047-LL
	20 - 23 cm	X-Large	11-0047-XLL
Rechts	13 - 16 cm	Small	11-0047-SR
	16 - 18 cm	Medium	11-0047-MR
	18 - 20 cm	Large	11-0047-LR
	20 - 23 cm	X-Large	11-0047-XLR

Produktzusammensetzung

Nylon, Polyester, Baumwolle, Spandex, Plastik und Aluminium



Rhizo-Daumenorthese

Komfort und Funktion

- Das Spacer Mesh-Gewebe ist latexfrei und temperatenausgleichend und bietet somit ein angenehmes Tragegefühl auch bei längerer Tragedauer.
- Anatomisches Design speziell entwickelt für optimale Funktionalität und Tragekomfort.
- Ein symmetrischer semirigid Kunststoffeinsatz sorgt für perfekten Sitz.
- Die reduzierte Handgelenkmanschette bietet volle Mobilität.
- Komfortable Handhabung durch Gurtrückhalteschleufe.
- Kann rechts und links getragen werden, 3 Größen.

Indikationen

- Verletzungen, Bandinstabilitäten im Bereich des Daumengrundgelenks (z.B. Skidaumen)
- Arthrose der radialen Handwurzel und der MCP 1
- Mittelgradige Rhizarthrose mit deutlicher Subluxation ohne Hypermobilität des Daumensattelgelenks



	Handgelenk umfang	Grösse	Art. Nr.
Universal	13 - 16 cm	Small	11-0042-S
	16 - 19 cm	Medium	11-0042-M
	19 - 23 cm	Large	11-0042-L

Produktzusammensetzung

Nylon, Polyester, PU Schaumstoff, Spandex und Plastik



Stack Fingerschienen

Komfort und Funktion

- Schützt die Fingerspitze und das Nagelbett.
- Der perforierte Kunststoff ermöglicht eine Luftzirkulation und verhindert das Entstehen von Feuchtigkeit und Geruchbildung.
- Breites Grössensortiment.

Indikationen

- Schädigung der Sehne des m. Extensor beim DIP Finger-Gelenk, auch bekannt als Holzhammer-Finger (gestreckt oder teilweise zerrissen)
- Nach OP der Avulsionsfraktur der dorsalen Extensorenhnen



Grösse	Transparent	Beige
1	11-0046-1T	11-0046-1B
2	11-0046-2T	11-0046-2B
3	11-0046-3T	11-0046-3B
4	11-0046-4T	11-0046-4B
5	11-0046-5T	11-0046-5B
5 1/2	11-0046-55T	11-0046-55B
6	11-0046-6T	11-0046-6B
7	11-0046-7T	11-0046-7B

Produktzusammensetzung
PVC

UNTERE
EXTRE-
MITÄTEN



*Funktionell
und elegant!*



Komfort und Funktion

- Starker, verformbarer Aluminium Rahmen (4-Punkt-Stützprinzip).
- Polyzentrisches Gelenk, imitiert die anatomische Bewegung des Knies.
- Klettverschlüsse mit herausnehmbaren, individuell anpassbaren Rutsch-Stopp-Polstern.
- Einfaches Anziehen durch nummerierte Klettbinden.
- Band 6 kann einfach entfernt werden bei ACL Instabilitäten.
- Ein zusätzlicher Satz von Polstern, in verschiedenen Dicken und Gestalten, erlaubt eine sehr gute Anpassung der Orthese an der Knie-Breite.
- Variable Flexionseinstellung (0°, 10°, 20°,30°, 45°, 60°,75°, & 90°) und Extensionseinstellung (0°, 10°, 20°,30°, 40°) mit Keilen.

Indikationen

- Instabilitäten und Rupturen des LCA, LCP, LCM
- Komplexe Knieinstabilitäten nach Trauma
- Postoperative Behandlung nach LCA Chirurgie

HMV Pos. Nr.: 23.04.03.3061

	Oberschenkelumfang 15 cm über der Patella	Grösse	Art. Nr.
Links	39 - 47 cm	Small	12-0022-SL
	48 - 52 cm	Medium	12-0022-ML
	53 - 60 cm	Large	12-0022-LL
	61 - 67 cm	X-Large	12-0022-XLL
Rechts	39 - 47 cm	Small	12-0022-SR
	48 - 52 cm	Medium	12-0022-MR
	53 - 60 cm	Large	12-0022-LR
	61 - 67 cm	X-Large	12-0022-XLR



*Rutschfeste
Polsterung*

Produktzusammen- setzung

Polyester, Nylon,
PU Schaumstoff, Plastik,
Aluminium und Stahl





Komfort und Funktion

- Eine universelle Orthese, vielseitig einsetzbar.
 - Bedienungsfreundlich durch die justierbaren Schienen (Clip-Lock) auf Längen von 45-60cm verstellbar.
 - Die Orthese ist auch im Oberschenkel und Schienbeinbereich einfach zu regulieren.
- Durch die weiche Rutsch-Stopp-Polsterung ⁽³⁾ bleibt die Orthese am Platz und es werden Druckstellen vermieden.
- Leichtes Anlegen und Abnehmen bei Kontrolluntersuchungen, zur Versorgung von Wunden usw.
- Schnelle einstellbare Begrenzung von Flexion und Extension mit Pressknöpfen ⁽¹⁾ und Schloss-Position ⁽²⁾ in 0°; 15°; 30° & 45°.

Indikationen

- Nach Korrekturosteotomien am Ober- oder Unterschenkel
- Patellafraktur
- Vordere Kreuzbandruptur chronische Instabilität bei Knie-TEP-Versorgung

HMV Pos. Nr.: 23.04.02.0030



	Patient height	Brace length	Art. Nr.
Universal	1,40 - 1,90 m	44 - 60 cm	12-0021-U

Produktzusammensetzung

Polyester, Nylon, PU Schaumstoff, Plastik und Glaswolle



⁽¹⁾ ROM-Einstellungen / Kappensperre



⁽²⁾ Positionssperre



⁽³⁾ Rutsch-Stopp-Polsterung



Komfort und Funktion

- Kollaterale Stabilisierung des Kniegelenkes.
- Kontrollierte Mobilisierung.
 - Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
 - Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Einfach und schnell in der Handhabung.
- Breitflächige Gurte mit praktischen Schnellverschlüssen.
- Schränkbare Metallschienen.

Indikationen

- Postoperativ zur Immobilisierung und späteren Mobilisierung
- Zur sicheren Stabilisierung der verletzten oder operativ versorgten Seitenbänder



	Grösse	Länge Orthese	Art. Nr.
Universal	1,50 - 1,90 m	57 cm	12-0023-1
Kurz	< 1,50 m	50 cm	12-0023-2

Produktzusammensetzung

Polyester, Nylon, PU Schaumstoff, Plastik, Aluminium und Kohlenstoffstahl

3-Panel Knielagerungsschiene



Komfort und Funktion

- Zwei seitliche Aluminium-Stabilisierungsstäbe (0°) und zwei hintere Stabilisierungsstäbe.
- Vorgeformte Seitenstreben für die 20° Version.
- Individuelle Anpassung am Beinumfang – minimale Lagerhaltung.
- Herausnehmbare Stabilisierungsstäbe, medial, lateral und posterior.
- Oberschenkelumfang einstellbar von 35cm bis 65cm.
- Angenehmes, hautfreundliches Frotteematerial (waschbar).
- Minimale Lagerhaltung dank Einheitsgrösse – 4 Längenausführungen.

Extra für Click Closure Version

- Praktisches Klickverschluss-System für schnelles und einfaches Anbringen und Entfernen 2 horizontal.
- 2 horizontale Silikonstreifen in der Wegfahrsperr, um ein Verrutschen zu verhindern.

Indikationen

- Posttraumatische, postoperative Ruhigstellung
- Präoperative Schmerzzustände
- Zustand nach Patellaluxation



	Grösse	Länge Orthese	0°	20°	0° Click Closure
Universal	< 1,40 m	40 cm	11-0021-40	11-0026-40	11-0031-40
	1,40 - 1,70 m	50 cm	11-0021-50	11-0026-50	11-0031-50
	1,40 - 1,75 m	55 cm	11-0021-55	11-0026-55	11-0031-55
	> 1,70 m	60 cm	11-0021-60	11-0026-60	11-0031-60

Produktzusammensetzung

Polyester, Baumwolle, Nylon,
PU Schaumstoff, Aluminium und POM



Kniebandage mit seitlichen Gelenkschienen

Komfort und Funktion

- Weiches und flexibles Zahopren bietet Komfort und migriert nicht.
- Elastische zirkuläre Bänder oberhalb und unterhalb des Knies sorgen für eine zusätzliche Fixierung und vermeiden Zirkulationsverengungen.
- Mit Patellaöffnung/ Support.
- Polyzentrisches Kniegelenk.
- Atmungsaktives Spezialgewebe an der Kniekehle sorgen für faltenfreien Sitz, Hautschutz und hohen Tragekomfort.

Indikationen

- Verletzung der Seitenbänder
- Seiteninstabilität



**Oberschenkelumfang
15 cm über der Patella**

Grösse

Art. Nr.

36 - 39 cm	X-Small	11-0022-XS
39 - 43 cm	Small	11-0022-S
43 - 48 cm	Medium	11-0022-M
48 - 53 cm	Large	11-0022-L
53 - 58 cm	X-Large	11-0022-XL
58 - 64 cm	XX-Large	11-0022-XXL

Produktzusammensetzung

Zahopren, Polyester, Nylon, Aluminium und POM

Kniebandage mit seitlichen Spiralfedern



Komfort und Funktion

- Weiches und flexibles Zahopren bietet Komfort und migriert nicht.
- Elastische zirkuläre Bänder oberhalb und unterhalb des Knies sorgen für eine zusätzliche Fixierung und vermeiden Zirkulationsverengungen.
- Mit Patellaöffnung/ Support.
- Integrierte seitliche Spiralfedern.
- Atmungsaktives Spezialgewebe an der Kniekehle sorgen für faltenfreien Sitz, Hautschutz und hohen Tragekomfort.

Indikationen

- Leichte Seitenbandinstabilität
- Überlastungsschmerzen



**Oberschenkelumfang
15 cm über der Patella**

Grösse

Art. Nr.

34 - 39 cm

Small

11-0023-S

40 - 45 cm

Medium

11-0023-M

46 - 51 cm

Large

11-0023-L

52 - 57 cm

X-Large

11-0023-XL

58 - 64 cm

XX-Large

11-0023-XXL

Produktzusammensetzung

Zahopren, Polyester, Nylon, Aluminium und POM



Posttrauma Knieverband (PTKD)

Die PTKD ist ein Verband, der das Knie kompressiv stützt und unterstützt. Ein dorsaler Stabilisator führt zu einer Ruhigstellung (Immobilisation) des Kniegelenks.

Komfort und Funktion

- Weicher komfortabler PU-Schaum mit Frotteeüberzug, sorgt für eine sanfte Kompression des Knies.
- Das Hakenverschlussystem ermöglicht ein einfaches Öffnen und rasches Entfernen des Verbands für eine schnelle Wundprüfung.
- Der 15 mm dicke Schaumstoff bietet eine angenehme Druckverteilung.
- Ein dorsal platzierter Aluminiumstabilisator sorgt für eine Immobilisierung des Kniegelenks.
- Geringe Lagerkosten dank Universalgrösse.

Indikationen

- Intra-artikuläre Knieverletzungen
- Postarthroskopische Behandlung von Seiten- und Kreuzbandverletzungen

Type	Länge Orthese Universal	Art. Nr.
Schachtel mit 6 Stücken	38 cm	11-0025-1
1 Stück (Plastik)	38 cm	11-0025-6

Produktzusammensetzung
Polyester, PU
Schaumstoff, Nylon
und Aluminium





Komfort und Funktion

- Die BraceID® Sprunggelenkorthese ist leicht, sehr weich und komfortabel.
- Starre anatomisch geformte Stabilisatoren ⁽¹⁾ und gerade flexible Stabilisatoren ⁽²⁾ bieten dem Patienten die Wahl zwischen Stabilität und Komfort.
- Dünne und starke Riemen der Größe 8, in Kombination mit einer kreisförmigen elastischen Fixierung um den Knöchel, bieten eine außergewöhnliche Unterstützung.
- Eine 3D-gestrickte Zunge verbessert die Atmungsaktivität und wirkt druckentlastend.
- Keine Flachnaht unterhalb des Fußes bzw. der Ferse.
- Beidseitig tragbar – kleine Lagerhaltung.

Indikationen

- Mittlere bis schwere Knöchelverstauchungen
- Chronische Instabilität im Sprunggelenk



Knöchelumfang	Größe	Art. Nr.
25,5 - 28 cm	X-Small	11-0008-XS
28 - 30,5 cm	Small	11-0008-S
30,5 - 33 cm	Medium	11-0008-M
33 - 35,5 cm	Large	11-0008-L
35,5 - 38 cm	X-Large	11-0008-XL

Produktzusammensetzung

Nylon, Polyester, Spandex und PP



Universal Sprunggelenkorthese

Komfort und Funktion

- Die BraceID® Stirrup ist ausgestattet mit Luft- oder Schaumstoffkissen. Beide Systeme sind mit einem hautfreundlichen Textil überzogen.
- Beide können schnell mittels Klettstreifen ausgewechselt werden.
- Die Luftkissen eignen sich mehr für die akute Phase.
- Die Schaumstoffkissen bieten durch ihre festere Dichte mehr Stabilität in der funktionellen Rehabilitation.

Indikationen

- Akute Verletzung des OSG
- Frühfunktionelle Therapie bei Verletzung der Außenknöchelbänder
- Chronische Bandinsuffizienz
- Postoperative Rehabilitation
- Distorsion Grad I, Grad II, Grad III

Notes

- KIT: Ankle Brace mit beiden Komponenten
- Fersenbreite verstellbar mittels Klettbändern
- Passt problemlos in einen klassischen Schuh

Beschreibung	Erwachsene > 1,60m	Kinder < 1,60m
Ankle Brace mit Luftkissen AIR	11-0003-UA	11-0003-JA
Ankle Brace mit Schaumstoffkissen FOAM	11-0003-UF	11-0003-JF
Ankle Brace mit AIR und FOAM	11-0003-UK	Not available

Produktzusammensetzung

Nylon, Polyester, EVA & LDEP Schaumstoff und POM





Komfort und Funktion

- Dünne Konstruktion, welche perfekt in jeden Schuh passt.
- Das atmungsaktive Zahopren-Material sorgt dank der guten Belüftung der Haut für einen zusätzlichen hohen Tragekomfort.
- Seitliche Stabilisierung und Unterstützung dank zwei elastischen Kreuzbändern.
- Einfaches Anlegen dank elastischem Fußbeinsatz – verhindert ein Einschneiden.
- Offene Ferse sorgt für ausreichende Bewegungsfreiheit bei sportlichen und täglichen Aktivitäten.

Indikationen

- Leichte Knöchelverstauchungen
- Prävention von Knöchelverstauchungen
- Leichte chronische Instabilität
- Hilft neue Verletzungen zu vermeiden und ist für tägliche Aktivitäten, Rehabilitation und Sport geeignet.



Knöchelumfang	Grösse	Art. Nr.
25 - 41 cm	Universal	11-0007-U

Produktzusammensetzung

Nylon, Polyester, Spandex



Komfort und Funktion

- Aufblasbare Polster sorgen für gute Fixierung von Fuß- und Sprunggelenk.
- Durch intermittierende pneumatische Kompression werden lokale Schwellungen reduziert.
- 5er Keil-Set für Spitzfuss-Stellung erhältlich. Rechts oder links angeben.
- Breite Sohle ⁽¹⁾ sorgt für festen Stand und guter Abrollfähigkeit.
- Extra Schaumstoffpolster bieten zusätzlichen Komfort.
- Liner mit Zehenschutz.
- Beidseitig tragbar – geringe Lagerhaltung.



Indikationen

- Konservative Behandlung von Knöchelfrakturen
- Distorsionen III. Grades (Stabilisierung von Bänderverletzungen)
- Postoperative Phase nach Osteosynthese von Knöchelfrakturen
- Des Sprunggelenks und Achillessehnennaht
- Stabile Fuss-, Knöchel-, Tibia- und Fibulafrakturen distal

Grösse	Schuhgrösse	Standard	Luftpolster
Small	36 - 39	12-0006-S	12-0002-S
Medium	39 - 43	12-0006-M	12-0002-M
Large	43 - 46	12-0006-L	12-0002-L
X-Large	+ 46	12-0006-XL	12-0002-XL

Produktzusammensetzung

Polyester, PU Schaumstoff, Nylon, Glaswolle und Plastik





Komfort und Funktion

- Leichter und robuster Walker mit guter Fixierung durch D-Ring-Verschlüsse.
- Vorder- und Rückseite sorgen für vollständigen Schutz.
- Extra Schaumstoffpolster bieten zusätzlichen Komfort.
- Aufblasbare Polster sorgen für gute Fixierung von Fuß- und Sprunggelenk.
- Durch intermittierende pneumatische Kompression werden lokale Schwellungen reduziert.
- Breite Sohle sorgt für festen Stand und gute Abrollfähigkeit.
- Liner mit Zehenschutz.
- Beidseitig tragbar – geringe Lagerhaltung.

Indikationen

- Immobilisierung nach Fuss- oder Zehen-OP
- Schwere Verstauchungen
- Metatarsale Frakturen
- Verletzungen an Vorder- und Mittelfuß



Standard

Größe	Schuhgröße	Standard	Luftpolster
Small	36 - 39	12-0008-S	12-0010-S
Medium	39 - 43	12-0008-M	12-0010-M
Large	43 - 46	12-0008-L	12-0010-L
X-Large	+ 46	12-0008-XL	12-0010-XL

Produktzusammensetzung
Polyester, PU Schaumstoff,
Nylon, Glaswolle und Plastik



Luftpolster



Komfort und Funktion

- Leichter und robuster Walker.
- Gute Fixierung durch D-Ring-Verschlüsse.
- Breite Sohle sorgt für festen Stand und gute Abrollfähigkeit.
- Extra Schaumstoffpolster bieten zusätzlichen Komfort.
- Beidseitig tragbar – geringe Lagerhaltung. ⁽¹⁾
- Keile-Set (5er Set) für Spitzfuss-Stellung erhältlich. Rechts oder links angeben.

Indikationen

- Distorsionen III. Grades
- Stabilisierung von Bänderverletzungen des Sprunggelenks und der Achillessehennaht
- Konservative Behandlung von Stabile Fuß-, Knöchel-, Tibia- und Fibulafrakturen distal



Standard

Grösse	Schuhgrösse	Standard	Luftpolster
Small	36 - 39	12-0001-S	12-0009-S
Medium	39 - 43	12-0001-M	12-0009-M
Large	43 - 46	12-0001-L	12-0009-L
X-Large	+ 46	12-0001-XL	12-0009-XL

Produktzusammensetzung

Polyester, PU
Schaumstoff, Nylon,
Glaswolle und Plastik



Luftpolster





Komfort und Funktion

- Leichter und robuster SHORT Walker.
- Gutes Abrollen des Bodens mit intermedialer Ebene.
- Einfache Klettverschlüsse mit D-Ringen für engere Befestigung.
- Schnellverschlussystem um den Liner einfach anzuziehen.
- Zusätzliche Schaumstoffpolster zur Erhöhung des Patientenkomforts.

Indikationen

- Postoperative Immobilisierung nach Fuß- oder Zehenoperationen
- Mittelfussfrakturen
- Allgemeine Fußverletzungen



Grösse	Schuhgrösse	Standard
Small	36 - 39	12-0016-S
Medium	39 - 43	12-0016-M
Large	43 - 46	12-0016-L
X-Large	+ 46	12-0016-XL

Produktzusammensetzung

Polyester, Nylon, Spandex, PU Schaumstoff und Plastik



ROM Walkers (Standard liner/AIR liner)

Komfort und Funktion

- Mobilisierung durch einstellbares R.O.M.-Gelenk (Range Of Motion).
- Zirkulär angeordnete Klettverschlussbänder.
- Abrollsohle fördert das physiologische Gangbild.
- Individuell an den Schwellungszustand anpassbar.
- Erlaubt eine problemlose Wundinspektion sowie Körperhygiene.
- Einfache Handhabung und angenehme Trageeigenschaften.
- Beidseitig tragbar – geringe Lagerhaltung.

Indikationen

- Akute Sprunggelenkdistorsion
- Postoperative Versorgung von Band-, Weichteil- und Sehnenverletzungen
- Postoperative Versorgung von Fraktur des oberen und/oder unteren Sprunggelenks
- Behandlung von Arthrose des oberen Sprunggelenks
- Konservative Behandlung bei Achillessehnenruptur
- Synovektomie des Fußgelenks



Größe	Schuhgröße	Standard	Luftpolster
Small	36 - 39	12-0003-S	12-0004-S
Medium	39 - 43	12-0003-M	12-0004-M
Large	43 - 46	12-0003-L	12-0004-L

Produktzusammensetzung

Polyester, PU Schaumstoff, Nylon, Glaswolle und Plastik





Komfort und Funktion

- Leichter und solider Walker für Kleinkinder und Kinder.
- Kinderleicht anzulegen.
- Solide Schaumstoffpolsterung.
- Anterior und posterior Gurte geben einen festen Halt.
- Einfache und gute Fixierung durch D-Ring-Verschlüsse.
- Extra Schaumstoffpolster bieten zusätzlichen Komfort.
- Speziell geformte Sohle mit Abrollhilfe ermöglicht fast normales Gangbild.

Indikationen

- Grünholzbrüche
- Achilles-Sehnen Entlastung
- Gipsersatz nach Fraktur
- M. Tibialis Anteriortransfer
- Schwere Verstauchungen

Grösse	Schuhgrösse	Standard
Small	21 - 23	12-0007-S
Medium	24 - 26	12-0007-M
Large	26 - 30	12-0007-L
X-Large	31 - 33	12-0007-XL

Produktzusammensetzung

Polyester, PU Schaumstoff,
Nylon, Glaswolle und Plastik



Hinweis

Schreiben Sie hier
Ihre Kommentare

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning most of the page width.



Finden Sie uns
auf Social Media



braceid.official



braceid.official
#braceid

Scannen Sie mich!



ORTHOBROKER

Orthobroker BV
Ter Stratenweg 11
BE-2520 Ranst
Belgium - headquarter

+32 3385 1075
info@orthobroker.com
www.braceid.com